


Reporte de estado de muestras criopreservadas Cordón Vida S.A.

Como Tecnomed Red Salud damos fe que desde el momento que asumimos el control en diciembre del 2016 de Cordon Vida S.A. Las muestras están siendo controladas en condiciones estándares de criopreservación. Es decir, las muestras se encuentran almacenadas en un tanque en nitrógeno líquido a una temperatura de - 196° Celsius, con envases adecuados para criopreservar (bolsas de sangre aptas de criopreservación), con rotulación de muestras interna ya usado por Cordon Vida, además de tener las coordenadas de ubicación y guardado para ser fácilmente halladas en caso de requerir la muestra biológica.

Por lo demás, cada vez que se necesite recargar nitrógeno líquido, se lleva un registro de llenado proporcionado por empresa externa, adicionalmente dicho registro contempla, fecha de llenado, nivel de nitrógeno líquido, monitoreo de temperatura, entre otros parámetros a usar.

En cuanto al estado biológico de las muestras criopreservadas, contamos con fichas clínicas individualizadas por paciente, cuyos registros poseen el estado biológico en cuanto a celularidad, en parámetros de cantidad y viabilidad, además con monitoreo serológico y microbiológico, manteniéndolo siempre actualizado, así también con los datos demográficos completos.



TM. Javier Diaz Martinez